



## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

### 1. Prepare el dispositivo, quítese las joyas y aplique gel en la piel.



Inserte 2 pilas alcalinas AAA en la parte posterior del dispositivo. Enchufe bien el cable en la parte superior.



Quite el sello del frasco de gel. Tape el frasco y vierta el gel en el atomizador.



Destape el cuello para dejar la piel al descubierto. Quítese los accesorios de metal del cuello.



Para obtener mejores resultados, aplique gel conductor en la nuca y en los hombros.

### 2. Rocíe gel en los 4 electrodos hasta que estén húmedos.

**NOTA:** Para usos prolongados, o si siente una picazón molesta, vuelva a rociar gel cada 30 minutos.



Aplique un mínimo de 7 rociadas de gel conductor en toda la superficie de los electrodos hasta que estén completamente húmedos.



Frote el gel en los electrodos, incluidos los bordes, con los dedos.



Rocíe más gel en los electrodos para asegurarse de que estén húmedos. ¡Ya están listos!

### 3. Comience el uso.



**Importante:** Coloque los brazos en los apoyabrazos para mantener los electrodos firmes contra el cuello.



Gire el disco de intensidad hasta que haga clic para encender el dispositivo. Aumente la intensidad **muy despacio** hasta que los músculos se contraigan y se relajen de manera confortable.



Para obtener mejores resultados, recuéstese en un sofá o acuéstese durante el tratamiento. Cada uso debe durar entre 30 y 40 minutos como máximo.

**Descargo de responsabilidad:** Este producto DR-HO'S no está diseñado para diagnosticar, tratar ni curar ninguna enfermedad. Si usted tiene dolor o problemas de salud, debe consultar a su médico para recibir un diagnóstico y un tratamiento adecuados.

**Precauciones:** NO use productos DR-HO'S ni ningún otro estimulador electrónico si tiene un marcapasos cardíaco o si está cursando un embarazo, debido a cuestiones de seguridad desconocidas. Si tiene preguntas, consulte a su médico antes de usar el producto.

**Distribuido por:** A3D Chile S.A. Rut: 96.955.880-7, Avda. Eduardo Frei Montalva 6001, Edif 46, Centro Empresarial El Cortijo, Conchalí, Santiago.

**Fabricado por:** Guangzhou Xinbo Electronic Co., Ltd., No. 23 Building, The Second Phase, Huachuang Animation Industry Park, Panyu, Guangzhou, Guangdong Province, 511450, República Popular China

**Modelo nro.** NTP (hecho en China)

# NECKPAIN PRO™



## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

### 4 electrodos integrados

Aplique un mínimo de 7 rociadas de gel conductor DR-HO'S en toda la superficie de los electrodos inteligentes antes de usarlos.

### Cierre de viaje

Use para sujetar el dispositivo al equipaje o al cuello mientras viaja.

### Apoyabrazos

Pase los brazos por los apoyabrazos y tire hacia abajo para que los electrodos estén presionados firmemente contra la piel.



**Enchufes de los electrodos**  
Conecte con el Neck Pain Pro o con los parches para el cuerpo.

**Disco de intensidad**  
Aumente o disminuya la intensidad girando el disco.

**Botón de modo**  
Presione para seleccionar entre el modo A, B o C. El modo seleccionado parpadeará cuando se escoja.

**Botón de intervalo**  
Presione para seleccionar el apagado automático después de 10, 20 o 40 minutos.



Alivio en casa



Alivio en el trabajo



Recuéstese, relájese y duerma



Recomendado para viajeros



**Antes de cada uso:** Aplique un mínimo de 7 rociadas de gel conductor DR-HO'S en toda la superficie de los electrodos inteligentes antes de usarlos. Vuelva a rociarla cada una hora durante el uso si siente una ligera picazón.

**Aviso importante:** No use mientras conduce u opera maquinaria. El uso puede provocar movimientos involuntarios de los brazos y sueño. Incluso si se usa correctamente, puede ocasionar irritación de la piel o una reacción alérgica. De ser el caso, deje de usar el dispositivo. Una crema para la piel a base de aloe puede ayudar. Si la irritación de la piel no desaparece después de unos días, comuníquese con su médico.

**Instrucciones de cuidado:** No sumerja el producto en agua ni lo lave en la lavadora. Los componentes electrónicos pueden dañarse con el agua. Limpie con un paño húmedo y deje secar al aire.



**PASO ESENCIAL**